

**FLUJÓMETRO.**

Flujómetro sencillo de presión compensada para oxígeno con escala de 0-15 l.p.m. Fabricado en perfil de latón y columna de policarbonato de alta resistencia .

Sistema de lectura tipo rotámetro con balín indicador de escalas y subdivisiones de 5l.p.m Disponible para oxígeno y aire medicinal.

Disponible para conexiones de enchufe rápido tipo; Puritan Benentt, Ohio, Chemetron y Ohmeda.

Disponible para conexiones roscables tipo; aga, plarre, diss e imss.

Modelos:

- ✓ Sencillo Derecho o Izquierdo.
- ✓ Doble
- ✓ Combinado.

**SENCILLO****DOBLE****COMBINADO****SEISAMED**

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856

www.seisamed.com



INYECTOR DE SUCCIÓN TIPO VENTURI.

Inyector de succión tipo Venturi para aire, fabricado en perfil de latón acabado cromo, con vacuómetro para la medida del vacío real en la succión.

Silenciador fabricado en plástico ABS de alta resistencia.

Disponible para conexiones de enchufe rápido tipo; Puritan Benentt, Ohio, Chemetron y Ohmeda.

Disponible para conexiones roscables tipo; aga, plarre, diss e imss.

Modelos:

- ✓ Sencillo Derecho o Izquierdo.
- ✓ Doble
- ✓ Combinado.



SENCILLO



COMBINADO



DOBLE

SEISAMED

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856

www.seisamed.com

**ADITAMENTO.**

Aditamentos para distribución de gases medicinales, fabricados en extrusión de Aluminio de Aleación Especial en acabado de Anodizado Natural ó Cromo; Manómetro Análogo para lectura de presión positivas y negativas .

Disponibile para conexiones de enchufe rápido tipo; Puritan Benentt, Ohio, Chemetron y Ohmeda.

Disponibile para conexiones roscables tipo; aga, plarre, diss e imss.

Modelos:

- ✓ Sencillo Derecho o Izquierdo.
- ✓ Doble
- ✓ Combinado.

**SENCILLO****COMBINADO****DOBLE****SEISAMED**

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856

www.seisamed.com



ASPIRADOR DE VACÍO DIRECTO.

PARA QUIRÓFANO

Aspirador rodable para quirófano, consta de una base deslizante con 3 canastillas, dos frascos de 1 galón, frasco de 1 litro., dos tapas de hule c/pivotes de acero inoxidable dispositivo contra derrames, regulador de vacío flujo libre, juego de mangueras.

SUCCIÓN GÁSTRICA

Aspirador médico succión gástrica rodable, consta de base con ruedas, frasco de 1 galón, tapa de hule c/pivotes de acero inoxidable dispositivo contra derrames, regulador de vacío de 0-200MM HG y juego de mangueras.

SUCCIÓN TORÁCICA

Aspirador médico rodable para succión torácica, consta de base rodante, frasco de 1 galón, tapa de hule con pivotes de acero inoxidable dispositivo contra derrames, regulador de vacío de 0-60 CMS columna de agua u juegos de mangueras.



SEISAMED

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856

www.seisamed.com

**ASPIRADOR A BASE DE INYECTOR DE SUCCIÓN.****PARA QUIRÓFANO RODABLE.**

Aspirador rodable para quirófano, consta con una base deslizante con columna, 3 canastillas cromadas, dos frascos de 1 galón, frasco de 1 lto., dos tapas de hule c/pivotes de acero inoxidable dispositivo contra derrames, inyector de succión con vacuómetro, juego de mangueras y manguera de 6M de alimentación con conexiones a toma y equipo rodable.

SUCCIÓN GÁSTRICA PORTÁTIL.

Aspirador médico portátil para succión gástrica, consta de dos canastillas, dos frascos de 2 lts., tapa de hule c/pivotes de acero inoxidable dispositivo contra derrames, inyector de succión regulador de vacío de 0-200 MMHG, juego de mangueras y manguera de alimentación aire de 3mts.

SUCCIÓN TORÁCICA PORTÁTIL.

Aspirador médico portátil para succión torácica, cuenta con dos canastillas, dos frascos de 2 lts. tapa de hule con pivotes de acero inoxidable, dispositivo contra derrames, inyector de succión regulador de vacío de 0-60 CMS. columna de agua, juego de mangueras y manguera de alimentación de aire de 3 MTS.

**SEISAMED**

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856

www.seisamed.com



MANGUERAS.

Manguera conductora acoplada a un conector en un extremo y aal extremo contrario a la salida de los gases médicos, para el suministro de gases a equipos de anestesia, ventiladores, incubadoras, tiendas de ambiente húmedo, aspiradores de quirófano y portátiles.



SEISAMED

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856

www.seisamed.com



FRASCO

Frasco de vidrio de 1l con tasa de hule y canastilla de fijación y pivotes de latón cromado.



SEISAMED

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856

www.seisamed.com

**VASO HUMEDECEDOR REUSABLE.**

Humedecedor reusable para oxígeno, fabricado en latón con acabado cromo, incluye frasco de policarbonato traslucido con niveles grabados.

**REGULADOR DE VACIO.**

Equipo de regulación de vacío directo de 0 a 300 mm Hg con conexión de 1/8" NPT con despliegue analógico y dial de regulación. No incluye conector.

