



DESCRIPCIÓN.

Sistema integral hospitalario, diseñado para la atención de pacientes en áreas críticas, como es terapia intensiva con requerimientos mínimos de equipamiento y para terapia intensiva neonatal, que debido a su operación requiere la constante optimización de espacio.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ **ESTRUCTURA** de aluminio extruido de lingote 1ª. Fusión homogeneizada de aleación 6063 temple 5, con acabado en anodizado natural.
- ✓ **PANELES REGISTRABLES** de MDF con alto contenido de bórax, el cual es un retardante a la flama de acuerdo al cumplimiento de la norma DIN en-120 con laminado plástico en color (indicado por el cliente y/o de acuerdo a proyecto).
- ✓ **INSTALACIONES Y CONEXIONES** internas tanto para contener sistemas eléctricos, de alumbrado, gases medicinales, monitoreo e intercomunicación enfermo-enfermera, perfectamente distribuidos y divididos entre si, cumpliendo con las normas internacionales NFPA99 y nacionales del I.M.S.S.
- ✓ **CUMPLE** con ensayos de tensión y análisis químico por espectrometría de emisión óptica en muestras de barras de aluminio 6063 - t5 de 9" de diámetro, además de cumplir con las pruebas de esfuerzo, puntos porcentuales de elongación, resistencia a la tensión y pruebas de reducción de área por el método ASTM E-8, ASTM E-415. Emitidos por la EMA en: ASME secc. V. Art. 2, ASTM e8 y ASTM e797.
- ✓ **MATERIALES** libres de contaminación de mercurio.



SEISAMED

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2608-9856

www.seisamed.com



- ✓ **CONTACTO POLARIZADO DÚPLEX** grado hospital 127v. 20a color rojo con certificado de calidad internacional y nacionales como NOM, ANCE y UL
- ✓ **CONTACTO** sencillo para 220v de ½ vuelta para rayos x.
- ✓ **TOMAS.** Para gases medicinales de aire, oxígeno y vacío cumplen con los certificados de calidad internacional otorgados por la norma NFPA actual y UL marca y tipo opcional (el tipo y las cantidades de toma van de acuerdo a proyecto).
- ✓ **RIEL** Para monitor y/o equipo perimetral



SEISAMED

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2608-9856

www.seisamed.com