

DESCRIPCIÓN.

Uso en áreas de higiene como: en unidad coronaria, UCI, salas de aislamiento, habitaciones de los pacientes

Funciones:

Fotos, películas, audio, función PC completo y cámara integrada.

La PANTALLA DE TECHO HT /SEISAMED es un "todo-en-uno" pero con la más simple operación para los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Esto es posible con el producto estándar de "Apple", el iMac.

La PANTALLA DE TECHO HT es el complemento perfecto para el sistema de plafón modular.

La carcasa de acero se instala al ras del techo e incluye un pivotante iMac



Especificaciones

Dimensiones	
Ancho	600 mm (apto para el sistema de techo TH estándar)
Profundo	661 mm
Altura	180 mm
Gabinete	acero prepintado de color RAL 9010
Control unitario	2 botones de mano (opción para la integración en el HT Control.
Zona de giro del monitor	área de giro aprox 65 °, por lo tanto la visión es óptima para el paciente
Clase de protección	IP65
iMac	Todo ena una PC tamaño 27 "
Display	LCD con retroiluminación LED; Resolución: 2560 x 1440 píxeles
Audio	estéreo con dos amplificadores de alta potencia de 17 vatios
Comunicaciones	Bluetooth 2.1
Puertos	cuatro puertos / FireWire tarjeta si puerto 800 / SDXC USB 2.0
Peso	13,8 kg
Control unitario	mouse y teclado inalámbricos de "Apple"